TechniPro allovie

DEMANDE DE RACCORDEMENT

CENTRE D'ACTION SOCIALE VILLE DE PARIS

Site Foyer Personne (SFP) : ..... **MdS :** .....

Nom de l'agent :..... Option Résidence-Appartement : ☐ Oui ☐ Non

Bénéficiaire : ☐ Monsieur ☐ Madame ☐ **URGENT**

Nom :..... **Prénom :**.....

N° :..... Rue :.....

Bât./Tour : ..... Entrée/Esc. Hall : ..... Etage : ..... Porte :..... Code

Porte/Interphone :..... Appartement : ☐ Oui ☐ Non Maison : ☐ Oui ☐ Non

CP :..... Ville :..... Tél. domicile : ..... Tél. portable :.....

Protection habitat : Porte blindée : ☐ Oui ☐ Non Alarme : ☐ Oui ☐ Non

Bénéficiaire sous mesure de protection juridique : ☐ OUI / laquelle :.....et exercée par :.....

Situation familiale : Célibataire ☐ Pacsé / Marié / Vie maritale ☐ Veuf/Veuve ☐ Animaux : ☐ Oui ☐ Non

Date de naissance : ...../...../.....

Co-bénéficiaire : **Nom et Prénom :**.....

Date de naissance : ...../...../..... Lien avec le bénéficiaire: .....

Informations Bénéficiaires et Co-Bénéficiaires

Bénéficiaire	Vue	Ouïe	Elocution	Mobilité
Facile	☐	☐	☐	☐
Difficile	☐	☐	☐	☐

Co-Bénéficiaire	Vue	Ouïe	Elocution	Mobilité
Facile	☐	☐	☐	☐
Difficile	☐	☐	☐	☐

Déambulateur ☐ Canne ☐ Fauteuil ☐ Appareil auditif ☐ Déambulateur ☐ Canne ☐ Fauteuil ☐ Appareil auditif ☐

Options choisies :

Equipement	Demandé
Dégroupage (GSM)*	☐ Oui ☐ Non
Détecteur de chute	☐ Oui ☐ Non
Déclencheur d'alarme supplémentaire	☐ Oui ☐ Non
Boite à clés	☐ Oui ☐ Non
Interphonie Radio Déportée*	☐ Oui ☐ Non
Déclencheur par écrasement	☐ Oui ☐ Non
Déclencheur par effleurement	☐ Oui ☐ Non
Déclencheur au souffle	☐ Oui ☐ Non
Dispositif de convivialité	☐ Oui ☐ Non





⚠ Pour bénéficier de cette option, compléter le formulaire **Moments de convivialité**

*Prestations payantes entrainant une facturation complémentaire

TechniPro allovie

DEMANDE DE RACCORDEMENT

CENTRE D'ACTION SOCIALE VILLE DE PARIS

Personnes à contacter pour la prise de rendez-vous :

Nom et Prénom : ..... Tél. domicile : ..... Tél. portable : .....

.....

.....

Personnes à prévenir (destinataire d'alerte):

	Destinataire d'alerte 1	Destinataire d'alerte 2	Destinataire d'alerte 3	Destinataire d'alerte 4
Nom				
Prénom				
Ville				
Lien avec le bénéficiaire				
Téléphone fixe				
Téléphone portable				
Disponibilité	☐ 24h/24 ☐ A préciser :.....	☐ 24h/24 ☐ A préciser :.....	☐ 24h/24 ☐ A préciser :.....	☐ 24h/24 ☐ A préciser :..... .....
Dépositaire des clés	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ OUI ☐ NON
Temps de trajet	☐ moins de 15 mn ☐ de 15 à 30 mn ☐ plus de 30 mn	☐ moins de 15 mn ☐ de 15 à 30 mn ☐ plus de 30 mn	☐ moins de 15 mn ☐ de 15 à 30 mn ☐ plus de 30 mn	☐ moins de 15 mn ☐ de 15 à 30 mn ☐ plus de 30 mn

Médecin traitant :

Nom :..... Prénom : .....

Adresse :.....CP :..... Ville :.....

Téléphone :.....

Informations complémentaires : .....

.....

.....

Fait à : ..... Le : .....

Signature du bénéficiaire ou de son représentant légal

Nom, prénom et qualité :

Pour toutes questions concernant le fonctionnement du matériel ou de la prise de rendez-vous, veuillez contacter le 04 13 77 86 95 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.

AFIN DE VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE MATERIEL DE TELEASSISTANCE, IL EST RECOMMANDE D'EFFECTUER UN TEST MENSUEL A L'AIDE DE VOTRE DECLENCHEUR

TechniPro allovie

MOMENTS DE CONVIVIALITE

CENTRE D'ACTION SOCIALE VILLE DE PARIS

Susceptibles de bénéficier du dispositif de lutte contre l'isolement

Site Foyer Personne (SFP) : ..... **MdS :** .....

Nom de l'agent :..... Option Résidence-Appartement : ☐ Oui ☐ Non

Bénéficiaire : ☐ Monsieur ☐ Madame

Nom :..... **Prénom :**.....

Tél. domicile : ..... Tél. portable :.....

De quoi s'agit-il ?

Pour les bénéficiaires qui le souhaitent, c'est la possibilité d'être appelé par une personne à l'écoute et bienveillante afin de prendre des nouvelles et de discuter en toute convivialité.

Ces appels se font 2 fois par mois mais peuvent également être ponctuels.

Pour qui ?

Ce dispositif est destiné aux personnes isolées ou éprouvant un sentiment de solitude.

Il peut également être bénéfique ponctuellement dans des moments difficiles tels qu'un déménagement ou un retour à domicile après une hospitalisation.

A savoir :

Un premier appel est réalisé au préalable pour prendre contact, définir ensemble le cadre de ces appels, et confirmer ou non la mise en place de ces appels.

Il est bien sûr possible d'arrêter à tout moment ces appels.

Je suis intéressé(e) par un premier appel ☐ **OUI** ☐ **NON**

TechniPro
TÉLÉASSISTANCE
allovie

NOTICE D'UTILISATION
Téléassistance **VIBBY HOME**

> Votre appareil **VIBBY HOME** vous permet de contacter notre plateforme d'écoute 24h/24 et 7j/7 en cas d'urgence.



- Pour déclencher un appel d'urgence, maintenez appuyé le bouton rouge durant 2 secondes.

  Vous serez immédiatement mis en relation avec un opérateur de téléassistance disponible 24h/24 et 7j/7.
- Écran tactile
- Bouton rotatif
- Haut-parleur

Pour déclencher un **appel d'urgence**, presser le **bouton SOS** du déclencheur.
Le déclencheur clignote en rouge et vibre quelques secondes pour vous signaler que votre appel d'urgence a bien été envoyé à la plateforme.
Patientez, la plateforme vous contactera **automatiquement** au travers de l'appareil de téléassistance VIBBY HOME.



Conseils et précautions d'utilisation


Pour votre sécurité, il est important de porter le déclencheur jour et nuit dans votre domicile.
Lors d'une alerte, rapprochez-vous de votre appareil VIBBY HOME. Si vous ne le pouvez pas, restez où vous êtes. Un opérateur s'occupe de vous.
Ne jamais débrancher la prise électrique du transmetteur.
En cas d'absence, de travaux prévenir la centrale d'écoute.
Effectuer un essai au moins une fois par mois avec votre déclencheur.




Autres fonctions


L'écran d'accueil permet d'accéder au menu principal et aux différentes fonctionnalités


Messages




Climat du domicile








Météo extérieure



Radio FM



Rapport d'activité

N°Azur 0 810 811 600
PRIX APPEL LOCAL

TechniPro
TÉLÉASSISTANCE
allovie

NOTICE D'UTILISATION

Détecteur de **chutes**



TECHNIPRO allovie propose un détecteur de chutes brutales pour les bénéficiaires de la Téléassistance

- Détection automatique de chutes brutales
- Appel manuel possible
- Aucun médaillon supplémentaire
- Pré-Alarme
  - » Effacement de l'alarme dans le cas où la personne se relève de sa chute
  - » Réduction des fausses alertes
- Peut être porté au poignet
- Taille réduite et poids allégé
  - » Portage facilité pour un meilleur confort
- Fréquence radio 869,25 MHz

Fonctions de base

Le Détecteur de chutes associe un émetteur radio et un appareil de détection des chutes brutales. En cas de chute brutale, le Détecteur de chutes démarre son diagnostic. Une pré-alarme par vibrations est activée avant le déclenchement de l'alarme automatique de détection de chute. Dans l'intervalle, l'alarme peut être annulée par un simple mouvement du bras afin d'éviter les fausses alarmes.

Si aucun mouvement n'est détecté, le Détecteur de chutes déclenche une alarme automatique sans que son utilisateur n'ait besoin d'appuyer sur un bouton. En effet, le déclencheur automatique n'est activé que lorsque la personne équipée du Détecteur de chutes ne peut appuyer sur le bouton car elle est immobilisée ou a perdu conscience.

Le porteur peut à tout moment déclencher manuellement une alarme en appuyant sur le bouton poussoir du Détecteur de chutes.



Mode de fonctionnement

Le Détecteur de chutes est équipé d'un bouton d'appel à l'aide et d'une fonctionnalité d'activation automatique d'une alarme en cas de chute brutale suivie d'une immobilité. Il est spécialement conçu pour être porté en permanence au poignet tout en préservant le confort de l'utilisateur au quotidien. Cet appareil étanche est doté d'un bouton ergonomique.

Conditions de déclenchement d'une alarme automatique :




L'alarme de détection de chute brutale ne s'active que dans les conditions suivantes :

1. Survenue d'une **chute brutale**
2. **Immobilité** de la personne après la chute
3. **Absence totale de mouvement** pendant 30 secondes : le dispositif vibre puis déclenche automatiquement l'alarme

Tout mouvement, même léger, interrompt la procédure d'alarme. L'appareil considère alors que la personne est consciente et tente de se relever.

En pratique, nous informons chaque utilisateur qu'en cas de chute, **s'il est conscient, il doit appuyer sur le bouton déclencheur.** Le déclenchement automatique prend tout son sens uniquement dans les situations où la personne **est inconsciente ou incapable d'agir.**

Comment fonctionne la technologie de détection de chute ?




1. L'algorithme analyse l'activité et les mouvements du porteur.

2. Le porteur perd l'équilibre et chute lourdement. L'algorithme analyse pendant plusieurs secondes la réaction du porteur une fois au sol.

3. Chute lourde : chute brutale intervenant après une période d'activité normale en station debout. Elle est suivie d'un fort impact sur le sol.

"Si le porteur essaie de se relever aucune alerte n'est envoyée."



4. La persone est allongée sur le sol et est dans l'incapacité de se relever.
La technologie analyse la situation pendant plusieurs secondes.

5. Le Vibby Oak **vibre et clignote** pour prévenir le porteur que l'alarme est en cours d'envoi.

6. L'alarme est envoyée à la station d'écoute par **l'intermédiaire du transmetteur.**

Spécifications techniques	Valeurs
Dimensions (H x Ø)	12 x 37 mm
Poids	50 g
Fréquence	869,2125 MHz
Classe de protection	IP 67
Alimentation	Pile au lithium CR2477 non remplaçable
Durée de vie de la pile	Environ 2 ans (1 transmission d'alarme par jour)
Températures admissibles	De 5 °C à 40 °C
Classe d'environnement	II
Couverture maximale en champ libre	200 m

N°Azur 0 810 811 600
PRIX APPEL LOCAL

PRESENTATION DES OPTIONS

La boîte à clés (2 clés)



Localisation

✓Posée à l'extérieur du domicile, près de la porte d'entrée.

Fonction

✓Contient une clé d'accès au logement.

✓En cas d'urgence, TECHNIPRO ALLOVIE transmet le code de la boîte à clés aux pompiers, évitant ainsi le bris de porte ou fenêtre

Démarches préalables


✓Le bénéficiaire doit obtenir l'autorisation de sa copropriété ou du syndic avant l'intervention du technicien, afin de valider l'emplacement de la boîte à clés.

Simplification administrative

✓Il n'est plus nécessaire de faire signer une autorisation de divulgation du code de la boite à clés car l'option boîte à clés est désormais à l'achat (et non plus en location mensuelle)

Divulgation du code

✓Le code sera remis à l'abonné(e) le jour de l'installation.


CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
PRESTATION DE TELEALARME A DOMICILE

AUTORISATION DE COMMUNICATION DU CODE DE LA BOITE A CLES